



Condor® RotexShoe

Der neue Standard für Ihren OP

CONDOR® MedTec
EXPAND YOUR POSSIBILITIES



CE

- Ein Schuh für alle Größen
- Steigerung der Hygienesicherheit durch Verwendung von single-use Polstern
- Sichere Lagerung dank stabiler, fest fixierbarer Kombination aus Fußschale, Polster und Zahnriemen
- Sicherer Halt bei hoher Belastung, bis zu 80 Kg Zugbelastung
- Keine aufwändige, zusätzliche Polsterung erforderlich
- Schnelle Lagerungszeit des Extensionsschuhs
- Reduktion von Scheerkräften durch gleichmäßiges Andrücken der Zahnriemen
- Gleichmäßige Druckverteilung auf der Haut
- Leichte Fußschale ist besonders Widerstandsfähig
- Leicht zu reinigen
- Latexfrei
- Kompatibel mit allen gängigen Extensionstischen
- Einfache, intuitive Handhabung



CONDOR® MedTec

EXPAND YOUR POSSIBILITIES

Die neue Innovation von Condor ist der Condor RotexShoe® für orthopädische und traumatologische Extensionslagerungen. Das einfache Handling ist geblieben – Sicherheit, Stabilität und die Reduktion von Hygienerisiken sind noch weiter gewachsen.

Der RotexShoe® besteht aus einer Fußschale sowie Zahnriemen und Polster als single-use Zubehör. Der Condor Extensionsschuh kann an allen gängigen OP-Tischen mit Normschiene eingespannt werden.



Artikel	Beschreibung	Anzahl
RO.0162.2018	Extensionsschuh mit Gleitschienenschnittstelle	1
RO.0148.2018	Polster und Zahnriemen Set	10