



CONDOR® MedTec
EXPAND YOUR POSSIBILITIES

XP-360°

Condor® XP-360°

Durchleuchtbare Seitenstütze


Gerade bei komplexen chirurgischen Operationen ist eine regelmäßige Röntgenkontrolle der einzelnen Schritte notwendig, um sicherzustellen, dass die Operation genau nach Plan verläuft.

Unsere Seitenstütze Condor® XP-360° setzt genau hier an und erleichtert Chirurgen eine stetige Selbstkontrolle, bei der individuelle Einstellungen getroffen werden können, um ein optimales Röntgenbild zu erzielen.



Die Vorteile im Überblick:

- Optimierte Bildgebung dank röntgendurchlässiger Materialien
- Fester Halt in Seitenlage
- Individuelle Anpassung durch ein Kugelgelenk
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Größen
- Schnell montierbar
- Einfache Reinigung
- Reduzierte Gefahr der Keimverschleppung




Optimierte Bildgebung und 360° Durchleuchtbarkeit, dank Condor® XP-360° in der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie.

Die Seitenstütze Condor® XP-360° bietet die Möglichkeit den Patienten sicher zu lagern und während der intra-operativen Bildgebung den OP-Situs optimal zu beurteilen. Dank der Modulbauweise kann Condor® XP-360° rechts wie links mit wenigen Handgriffen eingestellt werden. Durch seinen Aufbau ist die Seitenstütze schnell und einfach zu positionieren. Mittels moderner Einwegpolster werden die Gefahren einer Keim-

verschleppung auf ein Minimum reduziert. Das Polster bietet eine Festigkeit, die es erlaubt, den Patienten sicher und stabil zu lagern. Zudem verteilt das Polster den entstehenden Druck auf eine möglichst große Fläche. Unterstützt wird es dabei durch den Halt eines Kugelgelenks, das noch mehr Flexibilität und damit mehr Anpassungsmöglichkeiten zulässt.

Artikel	Beschreibung	Anzahl
OTZ.0032.2017	Condor® XP-360° Durchleuchtbare Seitenstütze inkl. Seitenverschiebung	1
OTZ.0049.2019	Pad inkl. Polster, für Condor® XP-360° Durchleuchtbare Seitenstütze, rund, Ø 93 mm	10
OTZ.0050.2019	Pad inkl. Polster, Single-Use für Condor® XP-360° Durchleuchtbare Seitenstütze, oval, 186 x 136 mm	10

Pad rund, Single-Use, Ø 93mm



Pad oval, Single-Use, 186 x 136 mm

